

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Taf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15542

Número de artículo: CM0029296



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TAF5 humano, una subunidad central de TFIID esencial para la transcripción de la ARN Polimerasa II. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación génica y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TAF5
Observaciones/Alias	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6877
GeneID	6877
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 656-800 de TAF5 humano (NP_008882.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15542
Peso Molecular de la Proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo