

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tafazzin / Taz Para Wb, Elisa - Q16635

Número de artículo: CM0016116

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Tafazzin/TAZ para WB y ELISA. Detecta Tafazzin endógeno de humano, ratón y rata. Una aciltransferasa mitocondrial esencial para la remodelación de cardiolipina; adecuada para la investigación del síndrome de Barth y el músculo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tafazzin / TAZ pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6901
ID de Gen	6901
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 174-248 del Tafazzin / TAZ humano (NP_851830.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16635
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo