


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tak1 (Map3K7) Para Wb, Ip, Elisa - O43318

Número de artículo: CM0003648



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TAK1 humano (MAP3K7), validado para WB, IP, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Útil para estudiar la señalización de la quinasa MAP, la activación de NF-κB y la apoptosis.

Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 507-606 del TAK1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] TAK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 507-606 del TAK1 humano (O43318)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43318
Peso Proteico	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo