


Anticuerpo Policlonal Anti-Tak1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43318

Número de artículo: CM0017161



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TAK1 (MAP3K7) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en transducción de señales, inflamación y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6885
GeneID	6885
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 507-606 de TAK1 humano (O43318)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43318
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo