


Anticuerpo Policlonal Anti-Tal1 Para Wb, Elisa - P17542

Número de artículo: CM0016302



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TAL1 humano (SCL, TCL5, bHLHa17). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata. Apto para investigación sobre neoplasias hematopoyéticas, diferenciación eritroide y T-ALL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TAL1
Observaciones/Alias	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6886
ID del Gen	6886
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 242-331 de TAL1 humano (NP_003180.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P17542
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo