

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tal2 Para Wb, Elisa - Q16559

Número de artículo: CM0013440

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra TAL2 (bHLHa19), un factor de transcripción de hélice-bucle-hélice básico y protooncogén. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en rata. Suministrado para investigación sobre leucemia y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAL2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6887
GeneID	6887
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 20 hasta el extremo C-terminal de TAL2 humano (NP_005412.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q16559
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo