

Anticuerpo Policlonal Anti-Taldo1 Para Wb, Elisa - P37837

Número de artículo: CM0013220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la transaldolasa humana (TALDO1) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Apoya la investigación de la vía de las pentosas fosfato y los trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TALDO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6888
ID de gen	6888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-337 de la TALDO1 humana (NP_006746.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37837
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo