

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Taldo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P37837

Número de artículo: CM0030936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TALDO1 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con TALDO1 humana y de ratón (38 kDa), una enzima clave de la vía de las pentosas fosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TALDO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6888
GeneID	6888
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P37837
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo