

Anticuerpo Policlonal Anti-Talin-1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y490

Número de artículo: CM0031006



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra Talin-1 humana. Validado para WB, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del citoesqueleto y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TLN1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TLN; ILWEQ; talin-1; TLN1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7094
ID de Gen	7094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de TLN1 humana (NP_006280.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y490
Peso Proteico	270kDa
Envío	Bolsa de hielo