


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Talin 2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

Número de artículo: CM0003292



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti Talin 2 validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta Talin-2 humana, de ratón y de rata (272 kDa). Ideal para la investigación de adhesión celular y adhesiones focales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Talin 2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ILWEQ, TLN2, Talin-2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83660
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de Talin 2 humana (Q9Y4G6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4G6
Peso Proteico	272kDa
Envío	Bolsa de hielo