

Anticuerpo Policlonal Anti-Glicoproteína De Tamm Horsfall Para Wb, If-P, Elisa - P07911

Número de artículo: CM0023982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la glicoproteína de Tamm Horsfall humana (Uromodulina), validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación renal y del tracto urinario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Glicoproteína de Tamm Horsfall pAb de conejo
Observaciones/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Glicoproteína de Tamm Horsfall
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7369
GeneID	7369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-324 de la glicoproteína de Tamm Horsfall humana. (NP_003352.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07911
Peso proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo