

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tamm41 Para Wb, Elisa - Q96Bw9

Número de artículo: CM0030267

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Tamm41 (citidililtransferasa de fosfatidato, mitocondrial) para Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para la investigación de la biosíntesis de cardiolipina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAMM41 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56
Especie	Humano
GeneID (Humano)	132001
GeneID	132001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-316 del TAMM41 humano (NP_620162.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96BW9
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo