


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tank Para Wb, Elisa - Q92844

Número de artículo: CM0029680



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TANK humano (ITRAF), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de la señalización de NF- κ B y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-TANK
Observaciones/Alias	ITRAF; TRAF2; I-TRAF; TANK
Especie	Humano
GeneID (humano)	10010
GeneID	10010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 de TANK humano (NP_597841.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92844
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo