

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Taok1 Para Wb, Elisa - Q7L7X3

Número de artículo: CM0007388

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TAOK1 validado para WB y ELISA; reacciona con TAOK1 humano, de ratón y de rata (116 kDa), una quinasa clave en la señalización de p38 MAPK, la respuesta al daño del ADN y la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAOK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DDIB; PSK2; TAO1; KFC-B; MARKK; PSK-2; hKFC-B; hTAOK1; MAP3K16; TAOK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57551
GeneID	57551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-985 de TAOK1 humano (NP_065842.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L7X3
Peso de la proteína	116kDa
Envío	Bolsa de hielo