

Anticuerpo Policlonal Anti-Taok2 Para Wb Y Elisa - Q9UI54

Número de artículo: CM0021570

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAOK2 humano, una serina/treonina quinasa implicada en cascadas MAPK activadas por estrés. Adecuado para Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante; peso proteico 138 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAOK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	PSK; PSK1; TAO1; TAO2; MAP3K17; Tao2beta; PSK1-BETA; TAOK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9344
ID de Gen	9344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 610-730 de TAOK2 humano (NP_057235.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UL54
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo