

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tap1 Para Wb, Elisa - Q03518

Número de artículo: CM0004048



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a TAP1 humano (Q03518) para Western blotting y ELISA. Presenta reactividad cruzada con TAP1 de ratón; ideal para estudios de procesamiento de antígenos e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Especie	Humano
GeneID	6890
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 449-748 de TAP1 humano (NP_000584.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q03518
Peso de la Proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo