

Anticuerpo Policlonal Anti-Tap1 Para Wb Y Elisa - Q03518

Número de artículo: CM0030405



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAP1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos y ratones. Ideal para estudiar el procesamiento de antígenos de clase I del MHC y las funciones de los transportadores ABC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TAP1
Observaciones/Alias	APT1; PSF1; ABC17; ABCB2; PSF-1; RING4; TAP1N; D6S114E; TAP1*0102N; TAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6890
ID del Gen	6890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 524-808 de TAP1 humano (NP_000584.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q03518
Peso Molecular de la Proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo