

Anticuerpo Policlonal Anti-Tap2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03519

Número de artículo: CM0023823



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TAP2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. El objetivo es el transportador de péptidos antigénicos 2, una proteína de membrana del RE involucrada en la presentación de antígenos de clase I del MHC. Apto para estudios de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TAP2
Observaciones/Alias	APT2; PSF2; ABC18; ABCB3; PSF-2; RING11; D6S217E; TAP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6891
ID del Gen	6891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-686 del TAP2 humano (NP_001276972.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03519
Peso Molecular de la Proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo