

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Tapbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15533

Número de artículo: CM0021354



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la tapasina humana (TAPBP) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata; ideal para estudiar el ensamblaje de MHC de clase I y la carga de péptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAPBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TPN; TAPA; TPSN; NGS17; TAPBP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6892
ID del Gen	6892
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-260 de TAPBP humano (NP_757345.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15533
Peso de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo