

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tapp1 Para Wb Y Elisa - Q9Hb21

Número de artículo: CM0002981



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta especificidad dirigido contra la TAPP1 humana (PLEKHA1/TAPP-1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre señalización por fosfoinosítidos y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAPP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TAPP1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	59338
ID genético	59338
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-404 de la TAPP1 humana (Q9HB21).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HB21
Peso molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo