

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tarbp1 Para Wb, Elisa - Q13395

Número de artículo: CM0020720



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TARBP1 humano (TRP-185), validado para WB y ELISA. Esencial para el estudio de la metilación de ARNt, la unión al ARN TAR del VIH-1 y las vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TARBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6894
GeneID	6894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1322-1621 de TARBP1 humano (NP_005637.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13395
Peso molecular de la proteína	182kDa
Envío	Bolsa de hielo