

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tarbp2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q15633

Número de artículo: CM0011642



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TARBP2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Es esencial para la investigación del procesamiento de miRNA, la replicación del VIH y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TARBP2
Observaciones/Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	6895
ID del gen	6895
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de TARBP2 humano (Q15633).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q15633
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo