

Anticuerpo Policlonal Anti-Tars2 Para Wb, Elisa - Q9Bw92

Número de artículo: CM0017014

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TARS2 humano, la treonil-ARNt ligasa mitocondrial. Validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TARS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	thrRS; TARSL1; COXPD21; TARS2
Especie	Humano
ID de Gen	80222
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-400 de TARS2 humano (NP_079426.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BW92
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo