

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tas1R1 Para Wb Y Elisa - Q7Rtx1

Número de artículo: CM0014599

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TAS1R1 humano (GPR70), adecuado para Western blot y ELISA. Detecta el receptor del sabor umami en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios de transducción sensorial y de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAS1R1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
Especie	Humano
GeneID (humano)	80835
GeneID	80835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-567 de TAS1R1 humano (NP_619642.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q7RTX1
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo