

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tas1R2 Para Wb Y Elisa - Q8Te23

Número de artículo: CM0023881



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el TAS1R2 humano (receptor del sabor dulce T1R2), validado para Western blot y ELISA. Compatible con estudios de transducción sensorial y del gusto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TAS1R2
Observaciones/Alias	TR2; T1R2; GPR71; TAS1R2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	80834
ID del Gen	80834
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TE23
Peso Molecular de la Proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo