


Anticuerpo Policlonal Anti-Tas1R3 Para Wb, Elisa - Q7Rtx0

Número de artículo: CM0016088



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAS1R3 humano, apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en receptores gustativos y estudios de señalización del sabor umami y dulce.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAS1R3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T1R3; TAS1R3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83756
ID de Gen	83756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-570 de TAS1R3 humano (NP_689414.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7RTX0
Peso de la Proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo