

Anticuerpo Policlonal Anti-Tas2R10 Para Wb, Elisa - Q9Nyw0

Número de artículo: CM0017847

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor del gusto humano TAS2R10 (TRB2/T2R10). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Para la investigación de la percepción del sabor amargo y la señalización de gustducina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAS2R10 Conejo pAb
Observaciones/Alías	TRB2; T2R10; TAS2R10
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	50839
ID de Gen	50839
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del TAS2R10 humano (NP_076410.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NYW0
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo