

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tas2R38 Para Wb Y Elisa - P59533

Número de artículo: CM0016517

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAS2R38 humano, un receptor del sabor amargo. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigar la percepción del sabor amargo y las vías de señalización de los GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAS2R38 pAb de conejo
Observaciones/alias	PTC, T2R38, T2R61, TH1OT, TAS2R38
Especie	Humano
GeneID (humano)	5726
GeneID	5726
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de TAS2R38 humano (NP_789787.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P59533
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo