


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tasl Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hai6

Número de artículo: CM0012381



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TASL validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Dirige contra TASL humano (CXorf21; 34 kDa), un adaptador lisosomal en la señalización inmune innata TLR7/8/9-IRF5. Apto para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-TASL de conejo
Observaciones/Alias	CXorf21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80231
GeneID	80231
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 211-301 de TASL humano (NP_079435.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HAI6
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo