


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tasl Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hai6

Número de artículo: CM0024695



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TASL humano (CXorf21), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de la inmunidad innata y la señalización de TLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TASL
Observaciones/Alias	CXorf21; TASL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80231
GeneID	80231
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-196 de TASL humano (NP_079435.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HAI6
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo