


Anticuerpo Policlonal Anti-Tat De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17735

Número de artículo: CM0025313



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAT humano (tirosina aminotransferasa), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. 50kDa. Ideal para estudios del metabolismo de la tirosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TAT
Observaciones/Alias	TAT
Especie	Humano
GeneID (humano)	6898
GeneID	6898
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de TAT humano (NP_000344.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17735
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo