


Anticuerpo Policlonal Anti-Tatdn1 Para Wb Y Elisa - Q6P1N9

Número de artículo: CM0016942



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TATDN1 humano, una desoxirribonucleasa nuclear con actividades exonucleasa/endonucleasa. Validado para WB, ELISA. Útil para investigación en reparación del ADN y segregación cromosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TATDN1
Observaciones/Alias	CDA11; TATDN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83940
GeneID	83940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-297 de TATDN1 humano (NP_114415.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6P1N9
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo