

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tau Para Wb - P10636

Número de artículo: CM0006279



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Tau humana (MAPT, 79 kDa). Validado para WB, IP, IF, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre Alzheimer y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Tau Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Especie	Humano
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 1-100 de la MAPT humana (NM_005910.6)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo