

Anticuerpo Policlonal Anti-Tau Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0016298



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína Tau humana (aa 658-758). Para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Tau es una proteína asociada a microtúbulos crucial para la polaridad y estabilidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb Tau Conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4137
ID del Gen	4137
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 658-758 de la Tau humana (NP_058519.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo