

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tau Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10636

Número de artículo: CM0017268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína Tau humana (MAPT). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica de los microtúbulos y la investigación sobre neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tau pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Tau
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-758 de la Tau humana (NP_058519.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo