


Anticuerpo Policlonal Anti-Tax1BP3 Para Wb, Elisa - O14907

Número de artículo: CM0026341



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-TAX1BP3 (Conejo) para aplicaciones de WB y ELISA, reactivo con Humano y Ratón. Dianas: proteína de unión a Tax1 3, un inhibidor de la señalización Wnt. Ideal para la investigación del dominio PDZ y la señalización Rho.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAX1BP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	30851
GeneID	30851
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-124 de TAX1BP3 humana (NP_055419.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14907
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo