


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tax1Bp3 Para Wb Y Elisa - O14907

Número de artículo: CM0003554



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a TAX1BP3 (TIP-1), validado para WB y ELISA. Reacciona con TAX1BP3 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre señalización Wnt, interacciones PDZ y oncogénesis viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAX1BP3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TIP1; TIP-1; TAX1BP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30851
GeneID	30851
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TAX1BP3 humano (NP_055419.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14907
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo