


Anticuerpo Policlonal Anti-Taz Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Número de artículo: CM0027978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TAZ validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización Hippo, regulación de la transcripción e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAZ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAZ
Especie	Humano
ID de Gen	25937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 del TAZ humano (NP_056287.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV5
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo