


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Taz Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv5

Número de artículo: CM0020186



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TAZ humano (WWTR1). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en señalización Hippo y regulación transcripcional. - Q9GZV5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAZ Conejo pAb
Observaciones/Alias	TAZ
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	25937
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de TAZ humano (NP_056287.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9GZV5
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo