


Polymab® Policlonal De Conejo Anti-Taz Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Gzv5

Número de artículo: CM0011677



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-TAZ (PolymAb®) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con TAZ (WWTR1) humano, de ratón y rata, un coactivador transcripcional de la vía Hippo. Ideal para investigación sobre control del tamaño de órganos y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAZ Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	TAZ
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	25937
ID del gen	25937
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de TAZ humano (NP_056287.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV5
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo