


Anticuerpo Policlonal Anti-Tbc1D1 Para Wb Y Elisa - Q86Ti0

Número de artículo: CM0025216



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TBC1D1 validado para Western blot y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Detecta una banda de 133 kDa. Útil para investigar la translocación de GLUT4, la captación de glucosa y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBC1D1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TBC; TBC1; TBC1D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23216
GeneID	23216
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1069-1168 del TBC1D1 humano (NP_055988.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86Ti0
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo