


Anticuerpo Policlonal Anti-Tbc1D4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60343

Número de artículo: CM0021901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TBC1D4 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce TBC1D4/AS160 humano, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo de la glucosa y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TBC1D4
Observaciones/Alias	AS160; NIDDM5; TBC1D4
Especie	Humano
GeneID	9882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1059-1298 de TBC1D4 humano (NP_055647.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60343
Peso Proteico	147kDa
Envío	Bolsa de hielo