

Anticuerpo Policlonal Anti-Tbcb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99426

Número de artículo: CM0015804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la TBCB humana (cofactor B del plegamiento de la tubulina). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido contra una proteína de 27 kDa implicada en el ensamblaje del heterodímero de tubulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBCB pAb de conejo
Observaciones/Alias	CG22; CKAP1; CKAPI; TBCB
Especie	Humana
GeneID (humano)	1155
GeneID	1155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-244 de la TBCB humana (NP_001272.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q99426
Peso molecular de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo