

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbcc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Número de artículo: CM0023467

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TBCC (chaperona específica de tubulina C), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio del plegamiento de tubulina y la biología retinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBCC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFC; TBCC
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-346 de la TBCC humana (NP_003183.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15814
Peso molecular de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo