

Anticuerpo Policlonal Anti-Tbcc De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Número de artículo: CM0023495



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TBCC (Chaperona C específica de tubulina), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Apto para estudiar el plegamiento de tubulina y la biología retiniana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-TBCC
Observaciones/Alias	CFC; TBCC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-346 de TBCC humano (NP_003183.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15814
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo