

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbcc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Número de artículo: CM0023465

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TBCC (cofactor plegable específico de tubulina C), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el plegamiento de la tubulina y la biología de la retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBCC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFC; TBCC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-346 del TBCC humano (NP_003183.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15814
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo