

Anticuerpo Policlonal Anti-Tbccd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvr7

Número de artículo: CM0019239

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TBCCD1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigar los roles del centrosoma y el posicionamiento del Golgi en la forma y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TBCCD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TBCCD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55171
GeneID	55171
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 456-557 de TBCCD1 humano (NP_060608.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVR7
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo