

## Anticuerpo Policlonal Anti-Tbce Para If-P Y Elisa - Q15813

Número de artículo: CM0022412



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TBCE humano (cofactor plegable específico de tubulina E), validado para inmunofluorescencia en parafina y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la organización de los microtúbulos y el mantenimiento neuronal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TBCE Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | HRD; KCS; KCS1; pac2; PEAMO; TBCE                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 6905                                                                                                                                |
| GeneID              | 6905                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 328-527 del TBCE humano (NP_003184.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | IF-P, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                               |
| SWISS               | Q15813                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 59kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |