


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tbk1/Nak (Validado Por Ko) Para Wb - Q9Uhd2

Número de artículo: CM0012383



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-TBK1/NAK de conejo de alta especificidad validado para WB, IF/ICC, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con TBK1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata, inflamación y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] TBK1/NAK Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29110
GeneID	29110
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de TBK1/NAK humano (Q9UHD2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHD2
Peso Proteico	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo