


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tbk1/Nak Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Número de artículo: CM0030408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TBK1/NAK, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad para humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre inmunidad innata, inflamación y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TBK1/NAK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Especie	Humano
GeneID	29110
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500-600 de TBK1/NAK humano (NP_037386.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHD2
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo